

Mai 2017

Autopsiesäge Standardmodell



30.218.20 Oszillierende Autopsiesäge, 230 V~ 50/60 Hz und 500 Watt.


- 1 Stück **30.210.50** Sägeblatt Ø50mm
- 1 Stück **30.210.65** Sägeblatt Ø65mm
- 1 Stück **30.212.09** Sägeblatt f. Autopsie 2-seitig
- 1 Paar Gabelschlüssel **30.212.02** zum Wechseln der Sägeblätter

Technische Daten:


Artikelnummer	:	30.218.20
Stromanschluss	:	230 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	:	500 Watt
Regelbereich	:	3500 bis 24000 Osz./min. lastunabhängig
Schutzklasse	:	II nach VDE 0740 bzw. BF
Gewicht	:	1.500gr.
Netzkabel Länge	:	5m, Euroflachstecker

Nach EMV und EN60601-1-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2

Sägeblätter für Autopsiesägen



30.210.50
Sägeblatt Ø50mm




30.210.65
Sägeblatt Ø65mm




30.212.09
Sägeblatt zweiseitig



30.219.84
Begrenzungsscheibe exzentrisch



30.212.05
Segmentsägeblatt Ø65mm,
40mm breit (Butterfly)



30.212.08
Tiefensägeblatt 20mm breit

30.212.06
Tiefensägeblatt 8mm breit