

Juli 2017

Autopsiesäge 3-Kant-Schaft mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf



30.219.20 Oszillierende Autopsiesäge, 230 V~ 50/60 Hz und 500 Watt. Der Sägekopf ist abnehmbar und autoklavierbar.

Standardausstattung:

- 1 Stück **30.219.92** Schaft 39mm (Nutzlänge 5mm) für Sägeblätter
- 1 Stück **30.210.50** Sägeblatt Ø50mm
- 1 Stück **30.210.65** Sägeblatt Ø65mm
- 1 Stück **30.212.09** Segmentsägeblatt Ø65mm, 39mm lang, zweiseitig
- 1 Stück **30.212.10** T-Griff für Oszillationskopf und 3-kant-Schaft
- 1 Paar **30.219.96** Gabelschlüssel SW 14mm zum Wechseln der Sägeblätter

Technische Daten:

Artikelnummer	:	30.219.20
Stromanschluss	:	230 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	:	500 Watt
Regelbereich	:	3500 bis 24000 Osz./min. lastunabhängig
Schutzklasse	:	II nach VDE 0740 bzw. BF
Gewicht	:	1.500gr.
Netzkabel Länge	:	5m, Euroflachstecker

Nach EMV und EN60601 ff.

Autopsiesäge 3-Kant-Schaft mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf


Rostfreie Sägeblätter für Autopsiesägen



30.219.80

Doppelsäge Ø45mm bestehend aus:
Schaft 30.219.91, Sägeblatt 30.219.85
und Sägeblatt verstellbar 30.219.81

Einzelteile / Ersatzteile



30.219.85

Sägeblatt Ø45mm für Doppelsäge 30.219.80



30.219.81

Sägeblatt Ø45mm verstellbar
für Doppelsäge 30.219.80



30.219.70

Sägeblatt Ø65mm zweiseitig für Autopsie
bestehend aus Schaft 39mm 30.219.92 und
Sägeblatt zweiseitig 30.212.09



30.212.09

Sägeblatt zweiseitig

Autopsiesäge 3-Kant-Schaft mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf




30.219.50

Sägeblatt Ø50mm mit Schaft bestehend aus:
Schaft 39mm 30.219.92 und Sägeblatt
30.210.50

30.219.65

Sägeblatt Ø65mm mit Schaft bestehend aus:
Schaft 39mm 30.219.92 und Sägeblatt
30.210.65



30.210.50

Sägeblatt Ø50mm

30.210.65

Sägeblatt Ø65mm



30.219.83

Sägeblatt Ø65mm mit Begrenzungsscheibe
bestehend aus: Schaft 58mm 30.219.90,
Sägeblatt 30.210.65 u. Begrenzungsscheibe
30.219.84




30.219.84

Begrenzungsscheibe exzentrisch

Autopsiesäge 3-Kant-Schaft mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf




30.219.71
Segmentsägeblatt Ø65mm, 40mm breit
(Butterfly) mit Schaft bestehend aus
Schaft 39mm 30.219.92 und Sägeblatt
30.212.05



30.212.05
Segmentsägeblatt Ø65mm,
40mm breit (Butterfly)



30.219.75
Tiefensägeblatt 20mm breit mit Schaft
bestehend aus Schaft 39mm 30.219.92
und Sägeblatt 30.212.08



30.212.08
Tiefensägeblatt 20mm breit

30.219.76
Tiefensägeblatt 8mm breit mit Schaft
bestehend aus Schaft 39mm 30.219.92
und Sägeblatt 30.212.07

30.212.06
Tiefensägeblatt 8mm breit



30.219.90
Schaft 58mm
(Nutzlänge 30mm)



30.219.92
Schaft 39mm
(Nutzlänge 5mm)



30.219.91
Schaft für
Doppelsägeblatt